

ステップ6 資料G：ファーストケア・ポータブルの設定変更

【iPadの設定変更】

iPadのファーストケアポータブル ログイン画面で設定の変更を行います。

全てのiPadで設定の変更が必要です。

変更せずにiPadを使用すると、ファーストケアVer.6に対して記録の読み書きを行うので、記録が欠落してしまいますので、ご注意ください。

① バージョンの確認

ログイン画面左下に表示されているファーストケア・ポータブルのバージョンをご確認ください。

通所版 ⇒ version：2.9.9

住宅版 ⇒ version：1.5.8

小規模多機能版 ⇒ version：1.2.6

施設版 ⇒ version：2.9.11

お手元のファーストケア・ポータブルのバージョンが上記以外の場合は、最新版にバージョンアップしてから以下の変更をしてください。

iOS9のままお使いの場合は、ファーストケア・ポータブルのバージョンは上記とは異なります。②の手順へ進んでください。

② データベースの変更

インフォメーションマークをタップし、データベースを選択してください。

ファーストケアVer.7用のデータベースは先頭にFirstCareV7と表示されます。

インフォメーションマークをタップしても今までと同じ名前で“V6”が“V7”に変わったデータベースが表示されない場合は、タップして手入力してください。

データベース名がロックされている場合は、歯車アイコンの[設定]をタップし、各FCP設定画面で「ログインデータベース名をロックする」をOFF(グレー)に変更してからインフォメーションマークをタップしてください。



ログインできれば、完了です。